

Wb 및 Elisa용 항-Lhx5 토끼 다클론 항체 - Q9H2C1

품목 번호: CM0019736

소개

인간, 마우스, 쥐와 반응하는 WB 및 ELISA용 항-LHX5 토끼 다클론 항체. 신경 분화 조절 단백질인 LIM/호메오박스 단백질 Lhx5(44 kDa, Q9H2C1)를 표적으로 합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX5 토끼 pAb
비고/별칭	LHX5
종	인간
유전자ID (인간)	64211
유전자ID	64211
면역원	인간 LHX5 (NP_071758.1)의 아미노산 120-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H2C1
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백