

Wb, Elisa용 Anti-Lhx6 폴리클로날 항체 - Q9Upm6

품목 번호: CM0029008

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-LHX6 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 LHX6을 인식합니다. GABA성 인터뉴런 발달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX6 Rabbit pAb
비고/별칭	hLHX6, LHX6.1, LHX6
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	26468
유전자 ID	26468
면역원	재조합 단백질 사람 LHX6 (NP_055183.2)의 아미노산 143-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UPM6
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩