

Wb, Elisa용 Anti-Lhx6 토끼 다클론 항체 - Q9Upm6

품목 번호: CM0021173

소개

인간 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 LHX6 토끼 다클론 항체입니다. LHX6는 인터뉴런 이동과 피질 발달에 중요한 LIM-호메오박스 전사인자입니다. 신경과학 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX6 토끼 pAb
비고/별칭	LHX6; LHX6.1; LIM 호메오박스 6
종	인간
GeneID	26468
면역원	인간 LHX6(NP_001229263.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UPM6
단백질 분자량	19kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
배송	아이스팩