

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lhx8 토끼 다클론 항체 - Q68G74

품목 번호: CM0018248

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-LHX8 토끼 다클론 항체입니다. 신경세포 및 중간엽 분화에 관여하는 LIM-호메오박스 전사 인자인 인간 LHX8을 검출합니다. 신경과학 및 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX8 토끼 pAb
비고/별칭	LHX7; LHX8
종	인간
유전자 ID	431707
면역원	인간 LHX8(NP_001001933.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q68G74
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩