


Wb, Elisa용 Anti-Lhx9 토끼 다클로날 항체 - Q9Nq69

품목 번호: CM0014848



소개

인간 LHX9를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. LHX9는 생식기 발달에 관여하는 LIM/호메오박스 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX9 Rabbit pAb
비고/별칭	LHX9
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56956
면역원(Immunogen)	인간 LHX9 (NP_064589.2)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NQ69
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스팩