

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lif 토끼 다클로날 항체 - P15018

품목 번호: CM0016590



소개

사람 LIF에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트 LIF(22kDa)와 반응합니다. 줄기세포 생물학 및 사이토카인 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIF Rabbit pAb
비고/별칭	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3976
GeneID	3976
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15018
단백질 분량(Protein Weight)	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)