


Anti-Lifr 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P42702

품목 번호: CM0017879



소개

인체 LIFR에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blotting) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 사이토카인 수용체 복합체에 관여하는 신호 전달 서브유닛인 백혈병 억제 인자 수용체(Leukemia inhibitory factor receptor)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIFR 토끼 pAb
비고/별칭	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	3977
면역원	인체 LIFR의 아미노산 500-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002301.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P42702
단백질 무게	124kDa
배송	아이스팩