

Anti-Lig1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P18858

품목 번호: CM0022692



소개

인간 DNA 리가아제 1(LIG1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. LIG1은 DNA 복구, 복제 및 재조합에서 핵심적인 역할을 수행합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LIG1 토끼 pAb
비고/별칭	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
종	인간
GeneID (인간)	3978
GeneID	3978
면역원	인간 LIG1 (NP_000225.1)의 아미노산 565-790번을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P18858
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩