

If/Icc, Fc용 항-Lilra2/Cd85H 단클론 항체 - Q8N149

품목 번호: CM0010981



소개

면역형광법 및 유세포분석법용 이 접합된 토끼 항-인간 LILRA2 단클론 항체입니다. 선천성 면역 수용체 ILT-1을 표적으로 하며 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 LILRA2/CD85h mAb
비고/별칭	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
종	인간
유전자ID	11027
면역원	인간 LILRA2/CD85h (NP_001124389.2)의 아미노산 24-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N149
단백질 분자량	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
배송	아이스백