

If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Lilra2/Cd85H 토끼 단클론 항체 - Q8N149

품목 번호: CM0009268



소개

IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증된 LILRA2/CD85h 토끼 단클론 항체. 인간 LILRA2(UniProt Q8N149)와 특이적으로 반응합니다. 선천 면역 및 미생물 감염 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LILRA2/CD85h 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
종	인간
GeneID (인간)	11027
GeneID	11027
면역원	인간 LILRA2/CD85h (NP_001124389.2)의 아미노산 24-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N149
단백질 무게	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
배송	얼음주머니