

Wb/Elisa용 Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 토끼 다클론 항체 - Q8N423

품목 번호: CM0013087



소개

인간 LILRB2(CD85d/ILT-4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 단핵구 및 수지상 세포에서 면역 관용, HLA-G 상호작용 및 수용체 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LILRB2/CD85d/ILT4 토끼 pAb
비고/별칭	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
종	인간
GeneID(인간)	10288
GeneID	10288
면역원	인간 LILRB2/CD85d/ILT4(NP_005865.3)의 아미노산 479-598에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N423
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백