


Wb, Elisa용 Anti-Lilrb3 폴리클로날 항체 - O75022

품목 번호: CM0020716



소개

인간 LILRB3(ILT5/CD85a)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차 반응함. LILRB3는 B 세포와 단핵구의 억제성 수용체로, 활성화를 하향 조절합니다. 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LILRB3 Rabbit pAb
비고/별칭	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
종	인간
유전자 ID (인간)	11025
유전자 ID	11025
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75022
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백