

Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Lilrb4 폴리클로날 항체 - Q8Nhj6

품목 번호: CM0025419



소개

인간 LILRB4 (ILT3/CD85K)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 쥐를 검출합니다. 내성 및 면역종양학 연구를 위한 억제성 면역 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LILRB4 Rabbit pAb
비고/별칭	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	11006
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8NHJ6
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백