

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lim Kinase 1 (Limk1) 토끼 단일클론 항체 - P53667

품목 번호: CM0006715



소개

Western Blot, IHC-P 및 ELISA용 LIM kinase 1 (LIMK1)에 대한 IVD 등급 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드의 LIMK1을 검출합니다. 액틴 세포골격 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIM kinase 1(LIMK1) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	LIMK1; LIMK; LIMK-1; LIM domain kinase 1; LIM kinase 1(LIMK1)
종	사람
유전자 ID (사람)	3984
유전자 ID	3984
면역원	사람 LIM kinase 1(LIMK1)의 아미노산 630-647 영역에 해당하는 합성 펩타이드(NP_002305.1).
생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P53667
단백질 분자량	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
배송	얼음팩