

Wb 및 Elisa용 항Lim2 토끼 다클론 항체 - P55344

품목 번호: CM0024978



소개

인간 LIM2(MP19)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플을 사용한 수정체 발달 및 백내장 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	LIM2 토끼 pAb
비고/별칭	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
종	인간
유전자ID (인간)	3982
유전자ID	3982
면역원	인간 LIM2(NP_085915.2)의 아미노산 25-110번 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55344
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩