

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lima1 폴리클로날 항체 - Q9Uhb6

품목 번호: CM0017022



소개

사람 LIMA1 (EPLIN)에 특이적인 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 LIMA1을 검출합니다. 액틴 역학, 원래 섬모(primary cilium) 및 콜레스테롤 흡수 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIMA1 Rabbit pAb
비고/별칭	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	51474
GeneID	51474
면역원(Immunogen)	사람 LIMA1 (NP_057441.1)의 아미노산 560-759에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9UHB6
단백질 분자량(Protein Weight)	85kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)