

Wb, Elisa용 Anti-Limch1 폴리클로날 항체 - Q9Upq0

품목 번호: CM0022121

소개

Western blot 및 ELISA 애플리케이션을 위한 고품질 anti-LIMCH1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다. 세포 이동 및 접착을 조절하는 액틴 스트레스 섬유 관련 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIMCH1 토끼 pAb
비고/별칭	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
종	인간
GeneID (인간)	22998
면역원	인간 LIMCH1(NP_001106189.1)의 150-450 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UPQ0
단백질 무게	122kDa
배송	아이스팩