

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lims1 폴리클로날 항체 - P48059

품목 번호: CM0017114



소개

사람 LIMS1 (PINCH1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플에 적합합니다. 세포 부착 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIMS1 Rabbit pAb
비고/별칭	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3987
GeneID	3987
면역원	사람 LIMS1 (NP_001180417.1)의 아미노산 1-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P48059
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)