

Anti-Lims1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P48059

품목 번호: CM0030815



소개

인간 LIMS1(PINCH-1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 초점 접착 및 세포 이동 연구에 이상적. 37kDa.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	LIMS1 Rabbit pAb
비고/별칭	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
종	인간
유전자 ID (인간)	3987
면역원	인간 LIMS1 (NP_001180417.1)의 아미노산 1-325 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48059
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백