

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Lin28A 단클론 항체 - Q9H9Z2

품목 번호: CM0007221



소개

인간 LIN28A를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 23 kDa 단백질을 검출하며 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 다능성 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIN28A 토끼 PolymAb®
비고/별칭	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
종	인간
유전자ID (인간)	79727
유전자ID	79727
면역원	인간 LIN28A의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_078950.1)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9H9Z2
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩