

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lin28A Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H9Z2

품목 번호: CM0027786



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-LIN28A rabbit polyclonal 항체입니다. 인간 및 마우스 LIN28A를 표적으로 하며, 이는 다능성과 miRNA 생합성의 핵심 조절자입니다. 줄기세포 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIN28A Rabbit pAb
비고/별칭	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
종	인간
GeneID (인간)	79727
GeneID	79727
면역원	인간 LIN28A (NP_078950.1)의 아미노산 100-209 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H9Z2
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백