


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lin28B 토끼 단일클론 항체 - Q6Zn17

품목 번호: CM0012596



소개

사람 LIN28B를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. LIN28B는 마이크로 RNA 생산의 주요 조절 인자로, 줄기세포의 다능성 및 암 진행에 중요한 역할을 합니다. 진단 및 연구 용도로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIN28B Rabbit mAb
비고/별칭	CSDD2; LIN28B
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	389421
유전자 ID	389421
면역원(Immunogen)	사람 LIN28B (Q6ZN17)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q6ZN17
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백