


Wb 및 Elisa용 Anti-Lin7C 토끼 다클로날 항체 - Q9Nup9

품목 번호: CM0023677



소개

웨스턴 블로팅(Western blotting) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-LIN7C 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 LIN7C (Q9NUP9)와 반응합니다. 세포 극성, 막 수송(membrane trafficking), 및 시냅스 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIN7C Rabbit pAb
비고/별칭	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55327
면역원(Immunogen)	인간 LIN7C (NP_060832.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NUP9
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백