

Wb, Elisa용 Anti-Lin9 폴리클로날 항체 - Q5Tka1

품목 번호: CM0024434



소개

인간 LIN9(TGS, BARA)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 샘플에 적합. 세포 주기 및 종양 억제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIN9 토끼 pAb
비고/별칭	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
종	인간
GeneID (인간)	286826
GeneID	286826
면역원	인간 LIN9 (NP_775106.2)의 아미노산 350-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5TKA1
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백