

Wb, Elisa용 항-Lingo1 다클론 항체 - Q96Fe5

품목 번호: CM0024874



소개

LINGO1 토끼 pAb는 인간 LINGO1(Q96FE5)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 생쥐와 교차 반응성을 가지고 있어 축삭 재생과 골수초 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LINGO1 토끼 pAb
비고/별칭	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
종	인간
GeneID (인간)	84894
GeneID	84894
면역원	인간 LINGO1(NP_116197.4)의 아미노산 42-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q96FE5
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩