

Wb, Elisa용 Anti-Lins1 토끼 다클론 항체 - Q8Ng48

품목 번호: CM0014439

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-LINS1 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드 LINS1 단백질(86 kDa)과 반응합니다. Wnt 신호전달 및 지적장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LINS1 Rabbit pAb
비고/별칭	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
종	인간
GeneID	55180
면역원	인간 LINS1(NP_001035706.1)의 아미노산 541-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8NG48
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩