

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-LipC(간 트리아실글리세롤 리파아제) 토끼 다클론 항체 - P11150

품목 번호: CM0017075

소개

인간 LIPC(간 트리아실글리세롤 리파아제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 지질 대사, HDL 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIPC 토끼 pAb
비고/별칭	HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12; LIPC
종	인간
유전자 ID(인간)	3990
유전자 ID	3990
면역원	인간 LIPC(NP_000227.2)의 아미노산 280-499에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11150
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백