


Wb 및 Elisa용 Anti-Lipf Rabbit Polyclonal Antibody - P07098

품목 번호: CM0030045



소개

WB, ELISA 애플리케이션용 LIPF 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 위 트리아실글리세롤 리파제(P07098)를 타겟으로 하며; 지질 대사 연구를 위한 분비 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIPF Rabbit pAb
비고/별칭	GL; HGL; HLAL; LIPF
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8513
유전자 ID	8513
면역원	인간 LIPF (NP_004181.1)의 아미노산 219-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P07098
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)