

Wb, Elisa용 항-Lipg 다클론 항체 - Q9Y5X9

품목 번호: CM0023184

소개

인간 내피 리파아제(LIPG)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LIPG 토끼 pAb
비고/별칭	EL; EDL; PRO719; LIPG
종	인간
유전자 ID	9388
면역원	인간 LIPG (NP_006024.1)의 아미노산 251-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5X9
단백질 분자량	57kDa
배송 방법	아이스 팩