

Wb 및 Elisa용 Anti-Liph 토끼 다클론 항체 - Q8Wwy8

품목 번호: CM0018748

소개

인지질산 선택적 포스포리파제 A1인 인간 LIPH(리파제 H 구성원)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 모발 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIPH 토끼 pAb
비고/별칭	AH; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH
종	인간
GeneID (인간)	200879
GeneID	200879
면역원	합성 펩타이드: 인간 LIPH(NP_640341.1)의 아미노산 350~450번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8WWY8
단백질 중량	51kDa
배송	아이스팩