

Wb 및 Elisa용 Anti-Lipin 1 토끼 다클로날 항체 - Q14693

품목 번호: CM0016719

소개

인간 Lipin-1 (LPIN1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 지질 대사 및 지방세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lipin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	PAP1; Lipin 1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	23175
면역원(Immunogen)	인간 Lipin 1 (NP_663731.1)의 아미노산 261-414에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14693
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)