

항-Lipin 1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q14693

품목 번호: CM0026227

소개

인간 Lipin 1(LPIN1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 종을 검출하며 지질 대사, 지방세포 분화 및 유전자 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Lipin 1 토끼 pAb
비고/별칭	PAP1; Lipin 1
종	인간
유전자ID (인간)	23175
유전자ID	23175
면역원	인간 Lipin 1(NP_663731.1)의 아미노산 261-414에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14693
단백질 분자량	99kDa
배송 방법	아이스백