


Anti-Lipocalin-2/Ngal 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P80188

품목 번호: CM0027369



소개

인간 Lipocalin-2/NGAL (SWISS P80188)에 대한 토끼
닭다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해
검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 철 수송,
면역 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Lipocalin-2/NGAL 토끼 pAb
비고/별칭	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3934
GeneID	3934
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P80188
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)