


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Lipocalin-2/Ngal 토끼 Polymab® - P80188 / P11672

품목 번호: CM0011812



소개

인간/생쥐 Lipocalin-2/NGAL에 대한 토끼 다형성 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 세포사멸, 선천성 면역 및 철 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Lipocalin-2/NGAL 토끼 PolymAb®
비고/별칭	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
종	인간/생쥐
유전자ID (인간)	3934
유전자ID	3934/16819
면역원	인간/생쥐 Lipocalin-2/NGAL의 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P80188/P11672
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백