


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Lis1 토끼 단클론 항체 - P43034

품목 번호: CM0011212



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용 항-LIS1 (PAFAH1B1) 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다; 다이네인 조절 및 뉴런 이동에 관여하는 47kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LIS1 토끼 mAb
비고/별칭	MDS; LIS1; LIS2; MDCR; NudF; PAFAH
종	인간
유전자 ID (인간)	5048
유전자 ID	5048
면역원	인간 LIS1 (P43034)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43034
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩