


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lkb1 폴리클로날 항체 - Q15831

품목 번호: CM0021725



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 LKB1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 종양 억제 인자인 STK11 (Q15831)을 표적하며, 대사, 극성 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LKB1 Rabbit pAb
비고/별칭	PJS; LKB1; hLKB1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6794
면역원	인간 LKB1 (NP_000446.1)의 아미노산 134-433에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15831
단백질 분자량	49 kDa
배송	아이스백