


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Lkb1 토끼 단일클론 항체 - Q15831

품목 번호: CM0004747



소개

웨스턴 블랏, IHC-P, IP, ELISA에서 검증된 인간 LKB1 (STK11) 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 LKB1을 검출합니다. 대사, 세포 극성, 종양 억제제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] LKB1 토끼 mAb
비고/별칭	PJS; LKB1; hLKB1; B1
종	인간
유전자 ID (인간)	6794
유전자 ID	6794
면역원	인간 LKB1의 아미노산 134-433에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000446.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15831
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백