

Anti-Llgl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

품목 번호: CM0018751



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-LLGL1 토끼 폴리클론항체. 종양 억제 및 신경 발달에 관여하는 115 kDa 세포 극성 단백질인 인간, 마우스 및 래트 LLGL1을 인식합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	LLGL1 Rabbit pAb
비고/별칭	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
종	인간
GeneID (Human)	3996
GeneID	3996
면역원	인간 LLGL1 (NP_004131.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15334
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백