


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Llph 토끼 다클로날 항체 - Q9Brt6

품목 번호: CM0023814



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 LLPH 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐와 반응합니다. 수상돌기 및 척추 성장과 시냅스 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LLPH Rabbit pAb
비고/별칭	hLLP; C12orf31; LLPH
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84298
유전자 ID	84298
면역원	인간 LLPH (NP_115714.1)의 아미노산 1-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BRT6
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 백(Ice bag)