


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lman1 토끼 단일클론 항체 - P49257

품목 번호: CM0011186



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 LMAN1 토끼 단일클론 항체로, ER에서 골지체로의 수송을 담당하는 화물 수용체인 인간, 마우스 및 랫드 ERGIC-53을 검출합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	LMAN1 토끼 mAb
비고/별칭	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
종	인간
유전자 ID (인간)	3998
면역원	인간 LMAN1(P49257)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49257
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩