


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lman1 토끼 다클론 항체 - P49257

품목 번호: CM0016531



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 LMAN1(ERGIC-53, MR60)에 대한 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 내 렉틴 및 ER-골지 화물 수송 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMAN1 토끼 pAb
비고/별칭	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
종	인간
GeneID (인간)	3998
GeneID	3998
면역원	인간 LMAN1(NP_005561.1)의 아미노산 270-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49257
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩