

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lman2 토끼 다클로날 항체 - Q12907

품목 번호: CM0016507

소개

인간 LMAN2 (VIP36)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. LMAN2은 초기 분비 경로에서 당단백질 수송에 관여하는 세포 내 렉틴입니다. 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMAN2 Rabbit pAb
비고/별칭	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10960
GeneID	10960
면역원	인간 LMAN2 (NP_006807.1)의 아미노산 190-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q12907
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 백(Ice bag)