

Anti-Lman2L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0V9

품목 번호: CM0019716

소개

인간 LMAN2L(VIPL)을 표적으로 하는 토끼
폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.
마우스 및 래트와 교차 반응합니다. ER-to-Golgi
당단백질 이동 및 ERGIC-53 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LMAN2L Rabbit pAb
비고/별칭	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
종	인간
유전자 ID (인간)	81562
유전자 ID	81562
면역원	재조합 단백질 인간 LMAN2L (NP_110432.1)의 아미노산 189-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0V9
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백