

Wb, If/Icc, Elisa용 Lmbrd1 폴리클로날 항체 - Q9Nun5

품목 번호: CM0013409

소개

인간 LMBRD1를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 LMBRD1를 검출하며, 코발라민 운반 및 인슐린 수용체 트래피킹 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMBRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55788
GeneID	55788
면역원(Immunogen)	인간 LMBRD1 (NP_060838.3)의 아미노산 220-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NUN5
단백질 분자량(Protein Weight)	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)