

Anti-Lmo1 (Rhombotin-1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P25800

품목 번호: CM0025953

소개

인간 LMO1 (Rhombotin-1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 신경 유전자 조절, LIM 도메인 단백질, T-세포 백혈병 연구에 적합. 인간 특이적이며, 예상 밴드는 약 18 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMO1 Rabbit pAb
비고/별칭	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
종	인간
GeneID (인간)	4004
GeneID	4004
면역원	인간 LMO1 (NP_002306.1)의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25800
단백질 무게	18kDa
배송	아이스백