

Wb, Elisa용 Anti-Lmo2 단일클론 항체 - P25791

품목 번호: CM0004141



소개

WB 및 ELISA용 고품질 Anti-LMO2 토끼 단일클론 항체입니다. 적혈구 발달에 필수적인 핵 전사 조절 인자인 인간 LMO2 (18 kDa)를 타겟으로 합니다. CamelBio의 조혈 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMO2 Rabbit mAb
비고/별칭	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4005
GeneID	4005
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P25791
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)