

웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 Anti-Lmo4 Rabbit Monoclonal Antibody - P61968

품목 번호: CM0007859



소개

인간 LMO4(LIM 도메인 전사 인자 LMO4)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 운동 신경 세포 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMO4 Rabbit mAb
비고/별칭	LMO4
종	인간
유전자 ID	8543
면역원	인간 LMO4 (P61968)의 아미노산 66-165에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61968
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백