

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Lmo4 Rabbit Polyclonal Antibody - P61968

품목 번호: CM0027672



소개

IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-LMO4 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 LMO4와 반응. 전사 조절, 운동 신경원 정체성 및 종양 단백질 연구에 이상적. SWISS: P61968.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LMO4 Rabbit pAb
비고/별칭	LMO4
종	인간
유전자 ID (인간)	8543
유전자 ID	8543
면역원	인간 LMO4 (NP_006760.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61968
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백