


Anti-Lmod1 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - P29536

품목 번호: CM0030751



소개

인간 LMOD1에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 평활근 수축성에 중요한 액틴 핵형성 인자인 leiomodien-1을 표적. 근육 생물학 및 자가면역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	LMOD1 Rabbit pAb
비고/별칭	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
종	인간
GeneID (Human)	25802
면역원	인간 LMOD1 (NP_036266.2)의 아미노산 29-187 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P29536
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백