

Wb, Elisa용 Anti-Lmx1B 폴리클로날 항체 - O60663

품목 번호: CM0016937

소개

인간 LMX1B에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신장 세포(포도세포) 전사 조절 및 사지 발달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMX1B Rabbit pAb
비고/별칭	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4010
GeneID	4010
면역원	인간 LMX1B (NP_001167618.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60663
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백